

DREAM OPAQUE

OPACO UNIVERSALE
E OPACO WASH
PER DREAM FRAME E METALLO

CE
0425

Prodotto per uso odontoiatrico
Tenere lontano dalla portata dei bambini
Data delle specifiche: 06/2019

Confezione in commercio

- DEI® Dream Opaque Opaco Universale:
1 siringa da 3 g disponibile nei colori:
Light (REF) DOP L / Medium (REF) DOP M / Dark (REF) DOP D
- DEI® Dream Opaque Opaco Rosa Autoadesivo:
1 siringa da 5 g disponibile nei colori:
Pink Light (REF) DOP L / Pink Dark (REF) DOP D
- DEI® Dream Opaque Opaco Wash:
1 siringa da 3 g (REF) DOW L

Caratteristiche

DEI® Dream Opaque Opaco Universale e DEI® Dream Opaque Opaco Wash sono opachi fotopolimerizzabili pronti all'uso in siringa. Sono indicati per opacizzare le strutture in fibra di carbonio Dream Frame o metallo dopo l'applicazione di UniAdhesive 1 e UniAdhesive 2 (Vd. protocollo di applicazione UniAdhesive).

Modo d'uso

- Applicare uno strato sottile di DEI® Dream Opaque Opaco Wash con un pennello a pelo corto.
- Fotopolimerizzare per 4 minuti.
- Applicare uno strato di DEI® Dream Opaque Opaco Universale.
- Fotopolimerizzare per 4 minuti.

Protocollo di applicazione UniAdhesive

- Protocollo da utilizzare nelle seguenti tecniche:
- Composito DEI® experience su fibra di carbonio Dream Frame.
 - Composito DEI® experience su metallo.
1. Sabbigare la fibra di carbonio o il metallo con biossido di alluminio 120/160 micron.
 2. Pulire la fibra di carbonio con alcool etilico 94°C. Pulire il metallo con vaporiera.
 3. Appena asciutto applicare DEI® UniAdhesive 1.
 4. Dopo 2 minuti asciugare con un leggero soffio di aria non contaminata.
 5. Applicare DEI® UniAdhesive 2 e fotopolimerizzare per 2 minuti.
 6. Applicare DEI® Dream Opaque Opaco Wash e fotopolimerizzare per 4 minuti.

7. Applicare DEI® Dream Opaque Opaco Universale e fotopolimerizzare per 4 minuti.
8. Applicare composito DEI® experience.

Potenziali errori e rimedi

Le superfici della struttura devono essere perfettamente sgrassate e prive di residui di pasta per lucidatura. Applicare l'opaco in strati sottilissimi.

Lavorazione delle masse

Da 1 a 3 minuti, in base alle condizioni di luce.

Conservazione

Conservare il materiale a temperatura di 10-25°C. Richiudere la siringa accuratamente dopo l'uso e proteggere dalla luce diretta.

Scadenza

La data di scadenza del prodotto è stampata sull'etichetta delle singole siringhe. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Garanzia

Le istruzioni per l'uso fornite verbalmente, per iscritto o tramite dimostrazione pratica sono frutto della nostra esperienza personale e s'intendono pertanto solo indicative. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti. Ci riserviamo di apportare modifiche. Corrisponde ai requisiti della norma EN ISO 10477.

Avvertenze

Nel caso Lei stia usando questo prodotto per una lavorazione speciale, La preghiamo di comunicare queste informazioni al dentista curante. Durante la lavorazione osservare quanto riportato nella scheda di sicurezza.

Effetti collaterali

Effetti collaterali indesiderati di questo dispositivo medico sono estremamente rari quando il prodotto è lavorato e utilizzato nel modo corretto. Reazioni immunitarie (es. allergie) o sensazioni spiacevoli locali non possono comunque essere escluse completamente. Nel caso Lei venga a conoscenza di effetti collaterali indesiderati, La preghiamo di informarci, anche in caso di dubbio.

Controindicazioni / Reazioni

In caso di ipersensibilità del paziente a uno dei componenti, non utilizzare il prodotto o utilizzarlo solo sotto stretto controllo del medico/dentista curante. Il dentista deve considerare eventuali reazioni e interazioni note del prodotto con altri materiali già presenti nella bocca del paziente prima dell'utilizzo.



Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270
Fax +39 0331 969271
www.deiitalia.it

DREAM OPAQUE

UNIVERSAL OPAQUE
AND WASH OPAQUE
FOR DREAM FRAME AND METAL



Product for dental use
Keep away from children
Date of specifications: 06/2019

Available packages

- DE[®] Dream Opaque Universal Opaque
One 3 g syringe available in colors:
Light (REF DO L), Medium (REF DO M),
Dark (REF DO D).
- DE[®] Dream Opaque Self Adhesive Pink Opaque
One 5 g syringe available in colors:
Pink Light (REF DOP L), Pink Dark (REF DOP D).
- DE[®] Dream Opaque Wash Opaque
One 3 g syringe (REF DOW L).

Characteristics

DE[®] Dream Opaque Universal Opaque and DE[®] Dream Opaque Wash Opaque are light-cured opaques in syringe ready to use. They have to be used after the application of UniAdhesive 1 and UniAdhesive 2 over Dream Frame carbon fiber or metal frames (see UniAdhesive application protocol).

Way of use

- Apply DE[®] Dream Opaque Wash Opaque with a stiff, short-haired brush.

DREAM OPAQUE

OPAQUE UNIVERSAL
Y OPAQUE WASH
PARA DREAM FRAME Y METAL



Producto para uso odontológico
Mantener fuera del alcance de los niños
Fecha de especificaciones: 06/2019

Formas de suministro

- DE[®] Dream Opaque Opaque Universal
1 jeringa de 3 g disponible en los colores:
Light (REF DO L), Medium (REF DO M),
Dark (REF DO D).
- DE[®] Dream Opaque Opaque Autoadhesivo Rosa
1 jeringa de 5 g disponible en los colores:
Light (REF DOP L), Dark (REF DOP D).
- DE[®] Dream Opaque Opaque Wash
1 jeringa de 3 g (REF DOW L).

Características

DE[®] Dream Opaque Opaque Universal y DE[®] Dream Opaque Opaque Wash son opaques fotopolimerizables listo para su uso. Presentados en jeringas e indicados para opacar las estructuras en fibra de carbono Dream Frame o metal después de la aplicación de UniAdhesive 1 y UniAdhesive 2. Leer atentamente el protocolo de uso de UniAdhesive).

Instrucciones de uso

- Aplicar DE[®] Dream Opaque Opaque Wash con la ayuda de un pincel de pelo

- Light cure for 4 minutes.
- Apply DE[®] Dream Opaque Universal Opaque.
- Light cure for 4 minutes.

UniAdhesive application protocol

Use this protocol for the following techniques:

- DE[®] experience composite on Dream Frame carbon fiber.
- DE[®] experience composite on metal.
- 1. Sandblast the carbon fiber or the metal with 120/160 micron aluminum bixide.
- 2. Clean the carbon fiber with 94°C ethyl alcohol. Clean the metal with steamer.
- 3. Once dry, apply DE[®] UniAdhesive 1.
- 4. 2 minutes later, dry with a light blow of uncontaminated air.
- 5. Apply DE[®] UniAdhesive 2 and light cure for 2 minutes.
- 6. Apply DE[®] Dream Opaque Wash Opaque and light cure for 4 minutes.
- 7. Apply DE[®] Dream Opaque Universal Opaque and light cure for 4 minutes.
- 8. Apply DE[®] experience composite.

Useful tips

The surfaces of the framework should be cleaned of any grease and polish residue. The opaque should only be applied in very thin layers.

Working time for the materials

Depending on the lighting conditions: 1-3 minutes.

Storage

The material should be stored at 10-25°C. Close the syringe properly immediately after use and protect against the effects of direct light.

Shelf life

The maximum shelf life is printed on the label of each syringe. Do not use after the expiry date.

corto y firme.

- Fotopolimerizar durante 4 minutos.
- Aplicar DE[®] Dream Opaque Opaque Universal.
- Fotopolimerizar durante 4 minutos.

Protocolo de uso de UniAdhesive

Protocolo a seguir en las siguientes técnicas:

- Composite DE[®] experience sobre la fibra de carbono Dream Frame.
- Composite DE[®] experience sobre metal.
- 1. Arenar la fibra de carbono o el metal con bióxido de aluminio de 120/160 micron.
- 2. La fibra de carbono limpiarla con alcohol etílico puro. El metal, limpiarlo con vapor.
- 3. Una vez seco, aplicar DE[®] UniAdhesive 1.
- 4. Después de 2 minutos, secar la superficie con un suave chorro de aire no contaminado.
- 5. Aplicar DE[®] UniAdhesive 2 y fotopolimerizar por 2 minutos.
- 6. Aplicar DE[®] Dream Opaque Opaque Wash y fotopolimerizar durante 4 minutos.
- 7. Aplicar DE[®] Dream Opaque Opaque Universal y fotopolimerizar durante 4 minutos.
- 8. Aplicar el composite DE[®] experience.

Origen de errores / Cómo evitar errores

Las superficies de las estructuras deberán quedar exentas de capas de grasa y restos del pulido. Los opacificadores únicamente deberán aplicarse en capas muy delgadas.

Manipulación del material

Según las condiciones de luz: 1-3 minutos.

Almacenamiento

El material deberá almacenarse a 10-25°C. Cerrar bien la jeringa inmediatamente después de su uso y preservarla de la acción directa de la luz.

Caducidad

La fecha límite de caducidad está impresa sobre la etiqueta de cada jeringa. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Guarantee

Our technical instructions, regardless of whether they are provided verbally, in writing or during practical demonstrations, are based on our own experience and should only be considered guidelines. As our products are subject to continued development, we reserve the right to modify them. Complies with EN ISO 10477.

Note

Please supply the dentist with the above information, if this medical device is used to produce a special model. Please also consider the safety data sheets.

Side-effects

With proper use of this medical device, unwanted side-effects are extremely rare. Reactions of the immune system (allergies) or local discomfort, however, cannot be ruled out completely. Should you learn about unwanted side-effects - even if it is doubtful that the side-effect has been caused by our product - please kindly contact us.

Contra-indications / Interactions

If a patient has known allergies against or hypersensitivities towards a component of this product, we recommend not to use it or to do so only under strict medical supervision. The dentist should consider known interactions and crossreactions of the product with other materials already in the patient's mouth before using the product.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy
Phone +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it

Garantía

Las recomendaciones técnicas para el uso, independientemente de su transmisión oral, escrita o de su difusión en el marco de una instrucción práctica, se basan en nuestra propia experiencia y por este motivo únicamente pueden considerarse valores orientativos. Nuestros productos están sometidos a un continuo perfeccionamiento. Por esta razón nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Cumple las normas EN ISO 10477.

Observación

Cuando utilice este producto médico para un encargo especial, solicite por favor toda la información indicada arriba al odontólogo responsable del caso. Para el uso del producto observe las hojas específicas con los datos de seguridad.

Efectos secundarios

Manipulando y utilizando este producto médico correctamente, los efectos secundarios no deseados son extremadamente raros. No obstante, no pueden descartarse de momento los efectos secundarios, inmunológicos (p.ej. alergias) o las alteraciones sensoriales locales. Si registra dichos efectos secundarios no hesite en comunicarnos nos lo haga saber - también en caso de duda.

Contraindicaciones / Interacciones

En caso de hipersensibilidad del paciente contra uno de los componentes, deberá interrumpirse el uso de este producto o bien utilizarlo en cuenta las reacciones cruzadas o las interacciones conocidas del producto médico con otros materiales ya presentes en boca.



Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (VA) - Italy
Tel. +39 0331 969270 - Fax +39 0331 969271
www.deitalia.it