

DEI[®] Rainbow

Ice

VINILPOLISILOSSANO TRASPARENTE



Silicone di addizione trasparente fluido

Indicazioni

Realizzazione di controstampi nella tecnica di stampaggio in muffola trasparente. Per registrazione occlusale o mascherine utilizzare DEI[®] Rainbow Ice Bite Mask.

Vantaggi

Fluido, riproduce fedelmente tutti i dettagli. Tempo di reticolazione lungo (10 minuti), consente di realizzare controstampi molto estesi in assoluta tranquillità.

Dati tecnici

Shore	65 ShA
Variazione dimensionale	0,2%
Tempo di lavorazione	2 min.
Indurimento totale	15 min.

Avvertenze

Può essere disinfettato con Sicursept.
Lasciare la cannula di miscelazione sulla cartuccia sino all'utilizzo successivo.

Data delle specifiche: 10/2010

Prodotto per uso odontoiatrico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Confezioni in commercio

4 cartucce da 50 ml (COD. ICE 1)



DEI[®] italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va)

Tel. +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271

www.deiitalia.it

DEI[®] Rainbow Ice



TRANSPARENT VINYL POLYSILOXAN

VINILPOLISILOXANO TRANSPARENTE

Transparent fluid silicon for addition

Silicona por adición fluida transparente

Indications

Preparation of dollies in casting technique with transparent muffle. For registrations of occlusions or little masks use DEI[®] Rainbow Ice Bite Mask.

Advantages

Fluid, accurately replicates all details. Long (10 minutes) reticulation time, allows realization of much broad dollies in absolute safety.

Technical data

Shore	65 ShA
Dimensional change	0,2%
Working time	2 min.
Hardening	15 min.

Warnings

It can be disinfected with Sicursept. Leave the mixing cannula on the cartridge up to next use.

Date of the specifications: 10/2010

Product for dental use only.

Keep away from children.

Available packages

Four 50 ml cartridges (COD. ICE 1)

Indicaciones

Realización de contromufla en la técnica de enmuflado en una mufla transparente. Para registros oclusales y mascarillas utilizar DEI[®] Rainbow Ice Bite Mask.

Ventajas

Fluido, reproduce fielmente todos los detalles. Largo tiempo de reticulación (10 minutos), permite la elaboración de extensos contramuflados con toda calma.

Datos técnicos

Shore	65 ShA
Variación dimensional	0,2%
Tiempo de elaboración	2 min.
Endurecimiento	15 min.

Advertencias

Puede ser desinfectado con Sicursept. Dejar la cánula de mezclado sobre el cartucho hasta el siguiente utilizo.

Fecha de revisión: 10/2010

Producto de uso odontológico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Forma de suministro

4 cartuchos de 50 ml (COD. ICE 1)



DEI[®] italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va)

Tel. +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271

www.deiitalia.it