

DEI[®] Rainbow Ice Bite Mask

VINILPOLISILOSSANO TRASPARENTE



Silicone trasparente viscotissotropico

Indicazioni

Registrazioni occlusali e per mascherine finalizzate alla realizzazione di manufatti protesici con materiali fotopolimerizzabili (per l'uso con muffola impiegare DEI[®] Rainbow Ice).

Vantaggi

Viscoso, non cola, rapido indurimento, trasparente, permette di visualizzare il contatto nell'utilizzo come Bite registration.

Dati tecnici

Shore	68 ShA
Variazione dimensionale	0,2%
Tempo di lavorazione	1 min.
Indurimento totale nel cavo orale	4 min.

Avvertenze

Può essere disinfettato con Sicursept.

Lasciare la cannula di miscelazione sulla cartuccia sino all'utilizzo successivo.

Data delle specifiche: 10/2010

Prodotto per uso odontoiatrico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Confezioni in commercio

4 cartucce da 50 ml (COD. ICE 2)



DEI[®] italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercallo (Va)

Tel. +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271

www.deiitalia.it

DEI[®] Rainbow Ice Bite Mask



TRANSPARENT VINYL POLYSILOXAN

VINILPOLISILOXANO TRANSPARENTE

**Transparent viscous thixotropic
silicon for addition**

**Silicona por adición transparente
y visco tixotrópica**

Indications

Registrations of occlusions, and for little masks prepared for creation of prosthetic manufactures using light curing materials (for use with muffle, use DEI[®] Rainbow Ice).

Advantages

Viscous, does not cast, fast hardening, transparent, allows to make visible the contact in using as Bite registration.

Technical data

Shore	68 ShA
Dimensional change	0,2%
Working	1 min.
Hardening into the oral cavity	4 min.

Warnings

It can be disinfected with Sicursept. Leave the mixing cannula on the cartridge up to next use.

Date of the specifications: 10/2010

Product for dental use only.

Keep away from children.

Available packages

Four 50 ml cartridges (COD. ICE 2)

Indicaciones

Registros oclusales y para mascarillas finalizadas a la elaboración de elementos protésicos con material fotopolimerizable (para el uso en mufla emplear DEI[®] Rainbow Ice).

Ventajas

Es fluido pero no rebosa, endurece rápidamente, transparente, permite visualizar el contacto intercuspideo en el Bite registration.

Datos técnicos

Shore	68 ShA
Variación dimensional	0,2%
Tiempo de elaboración	1 min.
Endurecimiento en la cavidad bucal	4 min.

Advertencias

Puede ser desinfectado con Sicursept. Dejar la cánula de mezclado sobre el cartucho hasta el siguiente utilizo.

Fecha de revisión: 10/2010

Producto de uso odontológico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Forma de suministro

4 cartuchos de 50 ml (COD. ICE 2)



DEI[®] italia

Via Torino, 765 - 21020 Mercurio (Va)

Tel. +39.0331.969270 - Fax +39.0331.969271

www.deiitalia.it