

# DEI® EXPERIENCE evolution SMALTO FLOW

## DEI® Experience Evolution **SMALTO FLOW**

- È altamente riempito e ha una tinta Universale a valore medio alto.
- È resistente alla frattura e si abrade meno di un flow tradizionale.

Può essere utilizzato dall'**odontoiatra** in **STUDIO** per:

- Tecnica di stampaggio ad iniezione attraverso una mascherina in silicone trasparente (si consiglia l'utilizzo di Ice Bite Mask) in conservativa diretta, abbinato alle Dentine Flow della linea DEI® Experience Evolution.
- Aggiunta di smalto in vecchi restauri in composito.
- Riparazioni di ricostruzioni in composito o in ceramica seguendo un adeguato protocollo.
- Realizzazione del punto di contatto prossimale.

Può essere utilizzato dall'**odontotecnico** in **LABORATORIO** per:

- Posizionare lo smalto sui tecnopolimeri in PMMA (es. PMMACad) fresati attraverso mascherina in silicone trasparente.
- Sui compositi in cialda da fresare (es. CompoCad).

